

# Cabo para Espelho Cristal



- Cabeça móvel facilita tomada fotográfica
- Encaixe de silicone para fixação do espelho
- Precisão e padronização das fotografias intraorais
- Em alumínio anodizado e silicone
- O formato do cabo favorece a empunhadura

**CABO PARA ESPELHO CRISTAL:** Utilizado para posicionamento e manuseio dos espelhos cristais para fotografia. O cabo apresenta cabeça móvel o que proporciona melhor posicionamento do espelho. Oferece maior segurança e agilidade. Não há contato das mãos no espelho.

**INDICAÇÃO:** Utilizado para fixar espelhos cristais para fotografia. Auxilia no posicionamento do espelho oferecendo melhor empunhadura e angulação no momento da fotografia.

**INSTRUÇÕES DE USO:** Escolha o espelho que melhor se adequa à região a ser fotografada; encaixe o espelho escolhido na cavidade da cabeça móvel do cabo; leve o espelho à boca do paciente; encontre a posição ideal, movendo a cabeça do cabo; mantenha o espelho na posição desejada; realize o procedimento fotográfico. Para melhor desempenho do Cabo para Espelho Cristal é indicado a utilização dos Espelhos Cristal para fotografia Indusbelo.

**LIMPEZA:** A remoção de matéria orgânica deve ser feita em cubas ultrassônicas, utilizando sabão enzimático (mínimo três enzimas) em diluição recomendada pelo fabricante. Após lavar em água corrente e observar a presença de resíduos, repetir o processo, caso persista, remover através de limpeza manual.

**DESINFECÇÃO:** Utilizar solução de ácido peracético a 0,2% por dez minutos.

**ESTERILIZAÇÃO:** Deverá ser feita através de autoclave, com temperatura de 121°C a 135°C, observando as recomendações do manual de instruções do fabricante da autoclave. Repetir o processo a cada uso.

**ACONDICIONAMENTO:** Acondicionar o produto em local exclusivo, em armários fechados, protegidos de poeira e insetos.

**COMPOSIÇÃO:** Alumínio e silicone.

**PRECAUÇÃO:** Esterilizar antes de usar. Não encostar o produto nas paredes internas da autoclave.

**PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO:** 05 anos a contar da data de fabricação, em embalagem não violada. O prazo de vida útil deste produto depende dos cuidados tomados durante sua utilização. Sucessivas utilizações e esterilizações provocam a fadiga do material e limitam a vida útil. Verifique a condição deste produto antes de cada uso e faça a aquisição de um novo se observar fadiga excessiva ou risco de quebra.

## Código

## Descrição

## Apresentação

## Registro na ANVISA

106213101020

Cabo para Espelho Cristal Preto

1 unidade

I 80213429007

106213101021

Cabo para Espelho Cristal Prata

1 unidade

106213101022

Cabo para Espelho Cristal Lilás

1 unidade

106213101023

Cabo para Espelho Cristal Verde

1 unidade



**Indusbelo Ind. e Com. de Prod. Méd. e Odontológicos. Ltda.**

CNPJ 74.017.708/0001-91 | Aut. Func./MS 15341379-MW34 +55 (43) 3378-8300

R. Tereza de Souza, 171 | Pq. Ind. Kiugo Takata CEP 86042-390 Londrina-Paraná

Resp. Técnico: Willian Ramos - CRQ IX Região 09903397

Dr. Rubens Henrique Pinheiro de Souza - CRO-PR 6645



Indústria Brasileira